

「こんながあると便利」「こんながあると助かる」といった声が  
そのまま形になった商品です


特許出願中

## 車イス生活の新たな必需品

### 車いす補助用具

肘を優しく保護するセーフティクッション

# リラふあ



### 絶妙な硬さと厚さによる優れた『体圧分散性』

高級寝具に匹敵するウレタン素材が衝撃を吸収し、ひじにかかる体圧を効果的に分散することで、ひじの痛みを抑えます。

- ひじを乗せ長時間使用しても柔らかくて気持ちがよく、腕全体が楽であるとの感想を頂いております。
- 前腕と脇の間に挟んで除圧クッションとしても使用できます。

### 車椅子座位時の下肢や体幹のねじれに対しても使用できます『体幹のねじれに対応』


外まわりの生地は、柔らかい肌触りのシンカーパイル（タオル地）を使用しています。シンカーパイルは表面がループ状になっており表面積が大きいいため、吸水性・保温性に優れています。そのため、夏は汗をかいてもサラサラ、冬はふんわり暖かくオールシーズン快適にお使いいただけます。また、汚れても洗濯可能ですので、いつでも清潔さを保つことができます。



#### 使用方法

- 背中部分のクッション②で固定しているので、腕部分のクッション①と③がずれません。また床に落とすことなくご自身でセット出来ます。
- ②の背中部分はメッシュ生地を使用し、通気性が良く衛生的です。
- スナップで各パーツ①②③が分離できるので車いす以外でも個々に使用可能です。

裏面のスナップで長さ調節可能！



#### サイズ

丸型クッション部分 ①③  
縦 約380mm × 横 約250mm × 厚さ 約80mm  
シート部分 ② (スナップにより幅が3段階に調節可能 最大 約680mm ~ 最小 約500mm)  
縦 約870mm × 横 約300mm × 厚さ 約15mm

#### お問い合わせ先



ブルネエズ株式会社

〒465-0041 名古屋市名東区朝日が丘 75-5

Brunaise TEL(052)774-4688 FAX(052)775-8186



特許取得済み・意匠登録済み・  
商標登録済みの製品が多数あります。

類似品にはご注意ください

1

アームレストの上に置いて姿勢保持



2

体幹のねじれに対応

