

遠赤外線効果で保温効果は抜群! しかも、体の血液をサラサラに、血栓も予防する健康ふとん



血流改善  
快適快眠

# skit♥eil

## スキットベール®


素材 側地/表(織)ポリエステル70% 綿16% ナイロン14% 裏(編)ポリエステル62% 綿38% 中綿/ポリエステル100% (ロンウエーブ綿50%使用)  
サイズは2000mm×1400mmです

「**血流が良くなった**」というお客様からの**喜びの声**がたくさん寄せられています。

指先から採取した血液を顕微鏡で拡大し、モニター(液晶画面)に映し出してチェックする「**血液バイタルチェック**」で、血液がどれだけサラサラになるか確かめてみました。


**検査方法** **血液バイタルチェック**  
スキットベールで体を覆い、30分後と60分後に血液を採取して顕微鏡で血液の変化を調査。

**結果** 食後4時間、20代の女性の場合



スキットベールを使用して30分後にはすでに変化が始まり、60分後には明らかに赤血球の連鎖が減少してバラバラになっているのが認められます。

**結果** 食後4時間、50代の女性の場合



50代女性の場合は、スキットベールを30分使っただけで、早くも赤血球がバラバラになっています。

<使用上の注意>カバーを掛けずに裏面(サラサラでない面)を直接肌に当ててお使いください。

# 血流改善・快適快眠

## skit.♥eil

### スキットベール®



夏でも冬でも一年じゅう快適な眠りを提供します。

#### スキットベールの 特徴

- ① 抗菌布なのでお部屋の臭いを解消
- ② 裏面は遠赤外線効果で冬に保温効果バツグン、表面は夏向きのひんやりとした肌触りなので、1年じゅう快適
- ③ 天日干しが簡単
- ④ 肩掛けがついているので首まわりの冷えを防止
- ⑤ 自宅で丸洗いOK



四隅にリング  
がついているので  
天日干しも  
ラクラクです。  
特許/第3604353号



冷えやすい  
首まわりを、  
特製の肩掛け布で  
しっかりガード。  
取りはずしも簡単。  
意匠/第1213421号

おもて面 ▶



うら面 ▶



#### ◆スキットベールは「特許登録」「実用新案登録」「意匠登録」商品です。

- ① 表面の布と中綿に抗菌・消臭作用のある「ポリエステル繊維」「二酸化チタン布」を用いています。
- ② 中綿に遠赤外線効果のある「ロンウェーブ綿」を、裏面にも「クラレ製品ロンウェーブ」の生地を使用しています。
- ③ 四隅にリングをつけているので、持ち運びも天日干しも簡単です。
- ④ 特製の肩掛けは、肩や首まわりの冷え防止だけでなく、薬や食べこぼしによる細菌の増殖を抑制します。
- ⑤ 丸洗いできるようにキルティング加工を施しています。

#### ◆スキットベールは血液をサラサラにする不思議なふとんです

赤血球は酸素や栄養素、ミネラルを体のすみずみの細胞まで運び、老廃物を持ち帰るという重要な役割をもっています。ところが、赤血球が連結し、凝縮し、変形すると、この動きをしなくなり「老廃物を持ち帰る」機能を十分に発揮しなくなります。スキットベールは、毎日使っているだけでこうした赤血球の連結を減らし、バラバラにする不思議なふとんです。

お気軽に  
ご相談  
ください。

お問い合わせ先

**B**ブルネエズ株式会社 〒465-0041 名古屋市名東区朝日が丘75番地5  
TEL 052-774-4688 FAX 052-775-8186